

Kryobox

81 Stellplätze

- Müheloses und sicheres Arbeiten**

Einfaches Öffnen und Schließen der Box mit einer Hand

Stabiler Scharnierdeckel mit sicherem Schnappverschluss

Ablauföffnungen für Taufflüssigkeiten am Boden

- Sichere Langzeitlagerung und Aufbewahrung**

Box kann zwischen -90 °C and + 121 °C gelagert werden

- Sicherer Transport und Lagerung**

Box ist stapelbar

- Universelle Passform**


Passend für alle Standard Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml

- Sterile Handhabung**

Autoklavierbare Box


- Lagerung von lichtempfindlichen Proben**

Verfügbar mit schwarzen Boden und Deckel



- Einfache Probenidentifikation**

Herausnehmbare Rastereinsätze mit numerischer Kodierung an jeder Position



autoklavierbar

(geöffnet)
121° C | 250° F
1.05 bar | 15 psig (Pounds)
20 min

Kryobox	Farbe	Kat. Nr.	Verpackung	Sterilität	Verkaufseinheit
81 Stellplätze Kryo- und Lagerbox B x T x H: 133 mm x 133 mm x 52 mm 9x9 Raster, numerisch kodiert, für Tube-Ø 12,8 mm lichtgeschützt	schwarz	3-630-05-7	Beutel		1 Beutel/ 5 Boxen
		3-630-99-7	Beutel		12 Beutel/ 60 Boxen
81 Stellplätze Kryo- und Lagerbox B x T x H: 133 mm x 133 mm x 52 mm 9x9 Raster, numerisch kodiert, für Tube-Ø 12,8 mm	magenta	3-630-05-8	Beutel		1 Beutel/ 5 Boxen
		3-630-99-8	Beutel		12 Beutel/ 60 Boxen