

# Zentrifugenröhrchen

15 ml | 50 ml



autoklavierbar  
121° C | 15 min

- Kein Risiko der Probenverunreinigung**  
 Zentrifugenröhrchen ist hergestellt aus hochtransparenten Polypropylen, Röhrchendeckel aus Polyethylen
- Konischer Boden und Schraubverschluss**
- Einfache Probenidentifikation**  
 Große weiße Beschriftungsfläche am Gefäß
- Schnelle und einfache Volumenkontrolle**  
 Graduierungslinien am Tube
- Kein Probenverlust**  
 Tube hält hohen Zentrifugalkräfte und Temperaturschwankungen stand  
  
 Zentrifugenspezifikationen:  
 bis zu 12.000 x g - 15 ml Zentrifugenröhrchen  
 bis zu 9.500 x g - 50 ml Zentrifugenröhrchen
- Sichere Langzeitlagerung und -erhaltung**  
 Sichere Verwendung im Temperaturbereich von - 80 °C bis 121 °C
- Sterile Handhabung**  
 Autoklavierbarkeit



Zentrifugenröhrchen  
Features | Spezifikationen | Bestellinformationen

Zentrifugenröhrchen	Tube Höhe	Kat. Nr.	Verpackung	Sterilität	Verkaufseinheit
15 ml, Zentrifugenröhrchen, klar, blauer Schraubdeckel	121,0 mm	3-252-25-0	Beutel	■	1x25
		3-262-25-0	Beutel		1x25
50 ml, Zentrifugenröhrchen, klar, blauer Schraubdeckel	118,0 mm	3-253-25-0	Beutel	■	1x25
		3-263-25-0	Beutel		1x25