

# AHN myLab® TR-01

Rollenmischer 30 min<sup>-1</sup>



**Anwendung** - Mischen von Blutproben und viskosen Substanzen

**Kapazität** - 9 x 5 mL-Röhrchen

**Konstante Drehzahl** - 30 min<sup>-1</sup> mit einer Genauigkeit von  $\pm 2$  min<sup>-1</sup>

**Optimales Mischen** - durch sanfte Roll- und Kippbewegung bei einem Neigungswinkel von  $\pm 3$  Grad

**Einfache Wartung und Anpassung** - werkzeugfreie Entfernung und Installation der Rollen zur mühelosen Reinigung und Demontage / einfache Anpassung von Abständen zur Verwendung mit unterschiedlichem Röhrchendurchmessern

**Robuste und platzsparende Bauweise** - robuste Bauweise für stabiles Arbeiten / geringe Stellfläche mit minimalem Platzbedarf

Werkzeugfreie/s Entfernen und  
Installation der Rollen



## Bestellinformationen

### Beschreibung

AHN myLab® TR-01 Rollenmischer 30 min<sup>-1</sup>

Kat.-Nr.

7-200-00-0

### Lieferumfang

- 1 Stk. Rollenmischer 30 min<sup>-1</sup>
- 1 Stk. Netzteiladapter
- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Garantiekarte

### Spezifikationen

<b>Laufzeit</b>	Kontinuierlich/endlos
<b>Geräuschpegel</b>	Geräuschloser Betrieb
<b>Rollen-Größe</b>	30 x 330 mm
<b>Max. Fassungsvermögen</b>	1,5 kg
<b>Schutzklasse</b>	IP 21
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	475 x 201 x 80 mm
<b>Gewicht</b>	2,0 kg



+49(0)3631/46594-04  
+49(0)3631/46594-10  
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14  
D-99734 Nordhausen  
www.ahn-bio.de

ahn®  
biotechnologie GmbH