


AHN myTube® CT

Zentrifugenröhrchen 15 mL | 50 mL



- Kein Risiko der Probenverunreinigung** - qualitativ hochwertiges Rohmaterial erfüllt die Reinheitsanforderungen
- Zentrifugenröhrchen mit flachem Schraubverschluss**
- Einfache Probenidentifikation** - großes Beschriftungsfeld auf dem Röhrchen
- Schnelle und einfache Volumenkontrolle** - präzise Graduierungslinien
- Kein Probenverlust** - Röhrchen widersteht hohen Zentrifugalkräften und Temperaturschwankungen (-80 °C bis + 121 °C)
- Zentrifugenspezifikationen:**
 bis zu 17.000 x g - 15 mL Zentrifugenröhrchen
 bis zu 20.000 x g - 50 mL Zentrifugenröhrchen
 bis zu 7.000 x g - 50 mL Zentrifugenröhrchen (selbststehend)
- Bequeme Handhabung** - der 3/4-Drehverschluss ermöglicht eine Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen
- Unversehrtheit des Produktes** - sterile Version verfügbar (Gamma-Strahlung)
- Sterile Handhabung** - autoklavierbar (geöffnet 121 °C / 15 min)
- Versionen** - 50 mL Zentrifugenröhrchen sind ohne Stehrand oder selbststehend (mit Stehrand) erhältlich



ohne Stehrand



selbststehend (Stehrand)



metall-
frei

autoklavierbar
121 °C
15 min

Bestellinformationen

Volumen	Höhe	Farbe	Sterilisiert	Verpackung	VE	Kat.-Nr.
15 mL	120,0 mm	klar/Grau		Beutel	20x25	3-254-25-8
	120,0 mm	klar/Grau		Rack	20x25	3-255-25-8
	120,0 mm	klar/Grau	■	Beutel	20x25	3-256-25-8
	120,0 mm	klar/Grau	■	Rack	20x25	3-257-25-8
50 mL	115,0 mm	klar/Grau		Beutel	20x25	3-270-25-8
	115,0 mm	klar/Grau		Rack	20x25	3-271-25-8
	115,0 mm	klar/Grau	■	Beutel	20x25	3-272-25-8
	115,0 mm	klar/Grau	■	Rack	20x25	3-273-25-8
50 mL, selbststehend	115,0 mm	klar/Grau		Beutel	20x25	3-280-25-8
	115,0 mm	klar/Grau	■	Beutel	20x25	3-281-25-8



+49(0)3631/46594-04
 +49(0)3631/46594-10
 info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14
 D-99734 Nordhausen
 www.ahn-bio.de

ahn®
 biotechnologie GmbH